



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Детские весы для новорожденных
электронные ВН700**



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| 1. Основные особенности..... | 3 |
| 2. Технические характеристики | 3 |
| 3. Функции кнопок | 4 |
| 4. Специфические функции..... | 4 |
| 5. Простой и удобный способ использования..... | 5 |
| 6. Меры предосторожности | 5 |

1. Основные особенности

- Жидкокристаллический дисплей;
- Высокоточная система измерения веса;
- Защита от вибраций;
- Измерение роста ребенка.

2. Технические характеристики

1. Максимальный вес: 20 кг;
2. Цена деления: 5 г;
3. Минимальный вес: 100 г;
4. Единицы измерения
 - a. Веса: кг/ф;
 - b. Температуры: °C/° F;
5. Индикация низкого заряда батареи на экране и автоматическое отключение после него.
6. Шаблон взвешивания. Повторное взвешивание, может отображаться отрицательное значение.
7. Индикация перегрузки. Надпись «o-ld» появляется на экране при весе более 20,1 кг.
8. Индикатор нестабильного положения. Надпись «Unst» появляется, если весы стоят на неровной поверхности и корректное взвешивание невозможно.
9. Потребление электроэнергии:
 - a. В выключенном состоянии: $\leq 10 \mu\text{A}$;
 - b. В режиме взвешивания: $\leq 6 \text{ mA}$;
 - c. С включенной подсветкой: $\leq 15 \text{ mA}$.
10. Питание: 4 батареи типа AA, 6 В.
11. Автоматическое отключение через 60 секунд бездействия.
12. Точность $\pm (3\% + 5\text{г})$
13. Три функциональные клавиши: SET, UNIT, TARE/ON/OFF.
14. Подсветка дисплея: автоматическая, синего цвета.
15. Диапазон измерения температуры:
 - a. $5^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$;
 - b. $41^{\circ}\text{F} - 122^{\circ}\text{F}$.
16. Измерение роста: гибкая лента для измерения роста длиной 150 см.
17. Рабочая температура: $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C} / 50^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F}$.
18. Температура хранения: $-10^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C} / 14^{\circ}\text{F} - 122^{\circ}\text{F}$.
19. Рабочая относительная влажность: $\leq 90\%$.

3. Функции кнопок

1. Кнопка TARE/ON/OFF

В выключенном состоянии нажмите кнопку, чтобы включить.

Во включенном состоянии нажмите кнопку, чтобы убрать вес тары.

Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить весы.

2. Кнопка UNIT

В режиме взвешивания нажмите кнопку, чтобы переключиться с измерения в килограммах на фунты.

Включите весы и быстро нажмите кнопку, чтобы переключиться с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта.

3. Кнопка SET

В состоянии взвешивания нажмите кнопку SET, чтобы просмотреть последнюю запись о взвешивании. Через 3 секунды весы автоматически перейдет в режим взвешивания, продолжайте нажимать эту кнопку, чтобы проверить записи в истории взвешивания.

4. Специфические функции

1. Удаление веса тары

- Положите любой объект менее 10 кг, например, одеяло, на весы. Нажмите кнопку ON, чтобы включить весы. После того как появились цифры 0,000 кг снимите одеяло. На ЖК-дисплее отобразится отрицательное число, нажмите кнопку TARE, чтобы сбросить вес тары.
- Нажмите кнопку ON, чтобы включить. После того как появится 0,000 кг вы можете положить на него любой объект, например, одеяло. На ЖК-дисплее отобразится вес этого одеяла, когда цифры будут стабильными, нажмите эту кнопку еще раз, чтобы обнулить. Снимите одеяло, на весах отобразится минус. Нажмите на кнопку TARE в третий раз, чтобы снова обнулить. Если вы сейчас поместите что-то на весы, число увеличится.

2. Взвешивание

Положите весы на горизонтальную твердую поверхность или стол, включите весы. После того, как они покажут 0,000 кг, положите ребенка в центр чаши для взвешивания.

3. Измерение роста

С правой стороны у весов имеется пластиковая гибкая лента длиной 150 см. Вы можете использовать эту ленту для измерения роста

ребенка. После использования нажмите пластиковую кнопку, чтобы убрать ленту.

5. Простой и удобный способ использования

1. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте батарейки.
2. Положите весы на горизонтальную твердую поверхность или стол (лучше всего положить одеяло на лоток весов, но не позволяйте одеялу касаться земли), так как это будет иметь некоторое влияние на взвешивание).
3. Нажмите кнопку ON, чтобы включить весы. На дисплее отобразится 0,000 кг.
4. Положите ребенка на весы.
5. После того, как цифры зафиксируются, вы можете взять ребенка.
6. Если не производить никаких действий в течение 60 секунд, весы автоматически отключатся.

6. Меры предосторожности

1. Весы следует класть на твердую плоскую поверхность для удобства и безопасности ребенка.
2. Вы должны немедленно заменить батарейки, когда на дисплее появится «Lo».
3. Содержите весы в чистоте, чтобы обеспечить нормальную работу.
4. Вынимайте батареи из весов, убирая их на хранение на длительный срок.
5. Пожалуйста, поместите ребенка в центр лотка, иначе это может повлиять на точность взвешивания.
6. Перегрузка (тяжелее 20,1 кг) строго запрещена.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**